

# O<sub>2</sub>matic

Bringer iltbehandling ind i den digitale tidsalder

## Produktkatalog

2025



SENSORER



TILBEHØR



VEDLIGEHOLDELSE



APPARAT

# Indeks

APPARAT

---

TILBEHØR

---

SENSORER

---

VEDLIGEHOLDELSE

---

SERVICE

---



PRO 100  
HOSPITAL CARE


Dette katalog er godkendt pr. januar 2025  
O2matic PRO 100 inkluderer 1 års garanti.

Kontakt O2matic for oplysninger omkring priser og tilbud på  
[order@o2matic.com](mailto:order@o2matic.com) eller +45 50 52 98 10.



CE

O2matic er et medicinsk device klasse IIB  
og er CE-mærket af TÜV SÜD.



## Grundpakke

Produkt nr.: PRO-100-GRU

PRO 100 grundpakken leveres med det vigtigste tilbehør, du skal bruge for at komme i gang.

Pakken inkluderer en glidekulisse, iltconnection, iltslange, pulsoximeter, brugsanvisning, strømforsyning og PRO 100. Iltslangen leveres med NIST-kobling og AGA-MINI-kobling.

**Antal: 1**



## Standardpakke

Produkt nr.: PRO-100-SDK

PRO 100 standardpakke tilbyder et større udvalg af tilbehør, som kan udnytte alle fordelene ved apparatet.

Pakken inkluderer en glidekulisse, iltslange, øreclipssensor, 2 x 3 m forlængelseskabler, adult Flex Sensor, 25 stk. flexi wraps, brugsanvisning, strømforsyning og en PRO 100. Iltslangen leveres med NIST-kobling og AGA-MINI-kobling.

**Antal: 1**



## Mobilitetspakke

Produkt nr.: PRO-100-MOB

PRO 100 mobilitetspakken gør det nemt at mobilisere patienten med PRO 100.


Pakken inkluderer et mobilt stativ (m. kurv, iltflaskeholder og håndtag), Adult Flex Sensor, 25 stk. flexi wraps, multi-klo, øreclipssensor, strømadapter, 2 x 3 m forlænger kabler, brugsanvisning, strømforsyning og en PRO 100. Iltslangen leveres med NIST-kobling og AGA-MINI-kobling.

**Antal: 1**



# APPARAT

# 1



## NIST-kobling



Produkt nr.: P2000NC

Bruges til at forbinde PRO 100 til en iltslange

**Antal: 1**

## Multi-klo



Produkt nr.: P1000PC

Multi-klo med T-slot beslag, passer fra 16-41mm. Anvendes til fastgørelse af PRO 100 på mobilt stativ eller rollator. Den kan monteres uden brug af værktøj.

**Antal: 1**

## Glidekulisse



Produkt nr.: P1000RC

Glidekulisse med to kuglelåse. Anvendes til fastgørelse af PRO 100 til udstyrsskinne, der er placeret på væggen eller sengepanel. Kan monteres uden værktøj

**Antal: 1**

## Iltslange



Produkt nr.: P2002H

Iltslange med NIST-kobling. Slangen kommer med AGA-MINI kobling i 2 meters længde.

**Antal:  
1**

## Iltslange – brugerdefineret



Produkt nr.: P2000H

Speciallængde iltslange med AGA-MINI-kobling og NIST-kobling.

Brugerdefineret

**Antal:  
1**



## Iltconnection

Produkt nr.: OXCON-1

Adapter der bruges til iltslange eller iltkateter.

**Antal: 10**



## Adapter til koldtvandsfugter

Produkt nr.: P300HM

Fastgjort som udtag på O<sub>2</sub>matic PRO-enhederne for at sikre, at udtaget holdes i en lodret vinkel. Gør det nemmere når det bruges med en koldtvandsfugter.

**Antal: 1**




## Mobilt stativ

Produkt nr.: POLE1


Det mobile stativ gør det nemt at mobilisere patienten med PRO 100. Inkluderer et håndtag, multi-klo, monterbar metalkurv og iltflaskeholder. Stativets højde kan justeres. Apparat og tilbehør.

**Antal:**  
**1**



# TILBEHØR

# 3



## Soft sensor – genanvendelig (Medium)

Produkt nr.: 8000SM-3

Nonin 8000S-serien genanvendelige soft sensorer tilbyder ultimativ fleksibilitet til SpO<sub>2</sub>-måling, uanset om det er kortvarigt spotmåling eller kontinuerlig overvågning. Soft sensoren tilbyder forbedret patientkomfort ved at give en optimal trykfordeling og passer til fingertykkelse: 10 mm-19 mm. Sensorkablet er 3 meter langt.

**Antal: 1**



## Soft sensor – genanvendelig (Large)

Produkt nr.: 8000SL-3

Nonin 8000S-serien genanvendelige soft sensorer tilbyder ultimativ fleksibilitet til SpO<sub>2</sub>-måling, uanset om det er kortvarigt spotmåling eller kontinuerlig overvågning. Soft sensoren tilbyder forbedret patientkomfort ved at give en optimal trykfordeling og passer til fingertykkelse: 12,5 mm-25,5 mm. Sensorkablet er 3 meter langt.

**Antal: 1**



## Flexsensor - voksen

Produkt nr.: 8000J

Nonin 8000J-serien kombinerer bekvemmeligheden og ydeevnen af en engangssensor med økonomien i en genanvendelig sensor. Den genanvendelige flexsensor, lavet af holdbar silikone, fastgøres med en matchende engangs FlexiWrap-klæbemiddel. Dette hybridsensorsystem er designet til anvendelser såsom udvidet overvågning og søvnstudier. Sensorkablet er 1 meter langt, og vi anbefaler at kombinere med 3 meter forlænger kabel

**Antal: 1**



## Flexi wraps - voksen

Produkt nr.: 8000JFW

Nonin Flexi wraps passer til Nonin flexsensor. Kommer i pakke af 25 stk.

**Antal: 25**



## Engangssensor - Voksen

Produkt nr.: 6000CA

Nonin 6000CA-sensoren er designet med en 1 meter kabel, sensor og klæbende klud og giver ultimativ komfort til patienter, der har behov for udvidet SpO<sub>2</sub>- og pulsfrekvensovervågning og sikker placering. Giver ensartede resultater, selv under udfordrende patientforhold, såsom lav perfusion. Vi anbefaler at bruge dette med et forlænger kabel.

**Antal: 24**



## Flexi skum engangssensor - Voksen

Produkt nr.: 7000A

Nonin 7000A-sensoren er designet med en 1 meter kabel, sensor og klæbende skumomslag og giver den ultimative komfort til patienter, der har behov for udvidet SpO<sub>2</sub>- og pulsfrekvensovervågning og sikker placering. Giver ensartede resultater, selv under udførende patient forhold. Vi anbefaler at bruge dette med et forlænger kabel.

**Antal: 24**



## Forlænger kabel - 1 meter

Produkt nr.: UNI-EXT-1

Nonin forlænger kabel til Nonin pulsoximeter, der måler 1 meters længde.

**Antal: 1**



## Forlænger kabel - 3 meter

Produkt nr.: UNI-EXT-3

Nonin forlænger kabel til Nonin pulsoximeter, der måler 3 meters længde.

**Antal: 1**



## Øreclipssensor m. forlænger

Produkt nr.: 8000Q2-EXT

Nonin 8000Q2 genanvendelig øreclipssensor giver fleksibilitet til spotmåling og længerevarende SpO<sub>2</sub>-overvågning. Kablet er 1 meter langt. Leveres med 3 meter forlænger kabel.

**Antal: 1**



## Fingerpulsoximeter - Voksen

Produkt nr.: 8000AA-3

Nonin 8000A fingerpulsoximeter er ideelt til kortidsovervågning. Sensorkablet er 3 meter langt.

**Antal: 1**





## Batteri

Produkt nr.: P3000B

iPowerUS 9V 800mAh genopladeligt Li-Polymer-batteri brugt i PRO 100-enheden.

**Antal: 1**



## Strømforsyning

Produkt nr.: P3100PS

Strømforsyning til PRO 100 med en strømadapter inkluderet.

Bruges til at forbinde PRO 100 til en strømkilde og oplade dens batteri.

**Antal: 1**



## Strømadapter til DK-hospitaler

Produkt nr.: EXT-DK

Strømadapter brugt på danske hospitaler, der har ligebenet specialstik. Kobles mellem strømforsyning og specialstik.

**Antal: 1**



## USB-dæksel m. skruer

Produkt nr.: P3000US

Metaldæksel bruges til at beskytte USB-B-indgangen på PRO 100-enheden.

Leveres med de skruer, der bruges til at fastgøre dækslet på enheden

**Antal: 5**






## Træning af personale

Produkt nr.: PRO-100-TRA

Kom hurtigt i gang med O2matic med vores træning undervist af erfarne specialister. Få personlig vejledning ekspertviden og maksimer din forståelse af PRO 100-enhed.

For flere informationer kontakt os på [order@o2matic.com](mailto:order@o2matic.com)



## Implementeringspakke

Produkt nr.: PRO-100-IMPL

Ved køb af mindst 10 apparater er der 50 konsulenttimer af erfarne specialister inkluderet i prisen, der kan anvendes til følgende formål:

- Implementeringsstøtte til den lokale projektleder ved indførelsen af automatisk iltbehandling
- Assistance til opdatering af processer og instrukser for iltbehandling samt forslag til bedre IT-understøttelse af de nye processer.
- Tilpasning af standardundervisningsmaterialet så det afspejler interne instrukser

For flere informationer kontakt os på [order@o2matic.com](mailto:order@o2matic.com)



## Årlig serviceaftale

Produkt nr.: PRO-100-SERVICE

Serviceaftalen tegnes årligt og inkluderer følgende:

- Årlig softwareopdatering og visuel inspektion
- Årligt batteriskift
- 1 ny softsensor (8000SM-3) pr. apparat pr. år der er dækket af serviceaftalen
- Yderligere garanti for hvert år serviceaftalen tegnes (dækker ved almindelig brug)
- En gentræning pr. år á 2 timer (Ved aftale for minimum 5 apparater)

For flere informationer kontakt os på [order@o2matic.com](mailto:order@o2matic.com)

# SERVICE

# 7

Se mere:



Kontakt os:

[order@o2matic.com](mailto:order@o2matic.com)

+45 50 52 98 10

[www.o2matic.com](http://www.o2matic.com)

Følg os:

